






## Implant Compatibility



Implant Mfg	Connection Type	Connection Size	Single/Bridge		Multi-Unit			
			Regular	Wide	R-MU Straight		R-MU 17°	R-MU 30°
	Tapered Internal	3.5	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	-	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	GH 4.0 GH 5.0	GH 2.25 GH 3.0 GH 4.0	GH 3.0 GH 4.0 GH 5.0
		4.5	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	-	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	GH 4.0 GH 5.0	GH 2.25 GH 3.0 GH 4.0	GH 3.0 GH 4.0 GH 5.0
	Certain Internal	3.4	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	-	GH 1.0 GH 2.0	GH 3.0 GH 4.0	GH 2.25 GH 4.0	GH 3.0 GH 5.0
		4.1	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	-	GH 1.0 GH 2.0	GH 3.0 GH 4.0	GH 2.25 GH 4.0	GH 3.0 GH 5.0
	Grand Morse (GM)	-	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	-	GH 1.5 GH 2.5	GH 3.5 GH 4.5	GH 1.5 GH 2.5 GH 3.5	GH 1.5 GH 2.5 GH 3.5
	Internal Conical	NP	-	-	GH 1.0 GH 2.5 GH 3.5		GH 2.5 GH 3.5	GH 3.5 GH 4.5
		RP	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	GH 1.5 GH 2.5	GH 3.5 GH 4.5	GH 2.5 GH 3.5	GH 3.5 GH 4.5
		WP	-	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	-		-	-
	Bone Level (BL)	NC	-	-	GH 1.0 GH 2.5 GH 4.0		GH 2.5 A GH 4.0 A	GH 2.5 B GH 4.0 B
		RC	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	GH 1.0 GH 2.0 GH 3.0	GH 1.0 GH 2.5 GH 4.0		GH 2.5 A GH 4.0 A	GH 2.5 B GH 4.0 B
							GH 3.0 A GH 4.0 A	GH 3.0 B GH 4.0 B